



**35200, 35201
SELECTION
SOFT**

**35202, 35203
SELECTION
RIGID**

SELECTION

DEUTCH

35200, 35201, 35202, 35203 SELECTION THUMB ORTHOSIS SOFT/RIGID

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch!

Verwendungszweck / Indikation

Selection Thumb orthosis Soft

Zur Anwendung bei leichter Arthritis im CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk). Die Orthese schützt die CMC-Gelenke und das MCP-I-Gelenk (Daumengrundgelenk).

Selection Thumb orthosis Rigid

Zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Arthritis im CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk). Die Orthese schützt die CMC-Gelenke und das MCP-I-Gelenk (Daumengrundgelenk).

Rheumatische arthritits, Post-traumatisch, Entzündung, Gelenk-überlastung, rheumatische und für rheumatische Veränderungen.

Kontraindikation

Keine bekannt.

Anpassung

Diese Produkte dürfen nur von medizinisch geschulten Fachpersonal angepasst werden.

Warnungen

Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht zu fest anliegen. Wenn Anzeichen von Hautreizungen auftreten, ziehen Sie die Orthese unverzüglich aus. Überprüfen Sie Ihre Haut täglich.

Material Spezifikation

Die Orthese besteht aus Polyester, Nylon und Elasthan. Die Orthese ist leicht entflammbar.

Pflegeanleitung

Schließen Sie alle Klettverschlüsse vor dem Waschgang. Maschinenwäsche 40° Schongang. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Flachliegend trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen.



Wer ist zu kontaktieren

Wenn Probleme mit der Orthese auftreten, entfernen Sie die Orthese und kontaktieren Sie das Fachpersonal, welches Ihnen die Orthese angepasst hat.




Gebrauchsanweisung


1. Überprüfen Sie die Orthese auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
2. Befestigen Sie den Daumengurt und platzieren Sie die Öffnung über dem Daumen in Richtung des Handrückens.
3. Ziehen Sie die Bänder um das Handgelenk und verschließen diese.
4. Thumb orthosis Soft: Stellen Sie den Gurt um den Daumen so ein, dass ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet ist.
5. Thumb orthosis Rigid: Stellen Sie den Gurt um den Daumen so ein, dass er der Oberflächenlinie folgt.
6. Befestigen Sie den Daumengurt.



Item No. SOFT/Black	Item No. SOFT/Beige	Side	Size	Wrist circumference
35200 1010	35201 1010	Left	X-Small	< 13 cm
35200 1011	35201 1011	Left	Small	13 - 15 cm
35200 1012	35201 1012	Left	Medium	15 - 17 cm
35200 1013	35201 1013	Left	Large	17 - 20 cm
35200 1014	35201 1014	Left	X- Large	> 20 cm
35200 2010	35201 2010	Right	X-Small	< 13 cm
35200 2011	35201 2011	Right	Small	13 - 15 cm
35200 2012	35201 2012	Right	Medium	15 - 17 cm
35200 2013	35201 2013	Right	Large	17 - 20 cm
35300 2014	35201 2014	Right	X-Large	> 20 cm



Item No. RIGID/Black	Item No. RIGID/Beige	Side	Size	Wrist circumference
35202 1010	35203 1010	Left	X-Small	< 13 cm
35202 1011	35203 1011	Left	Small	13 - 15 cm
35202 1012	35203 1012	Left	Medium	15 - 17 cm
35202 1013	35203 1013	Left	Large	17 - 20 cm
35202 1014	35203 1014	Left	X-Large	> 20 cm
35202 2010	35203 2010	Right	X-Small	< 13 cm
35202 2011	35203 2011	Right	Small	13 - 15 cm
35202 2012	35203 2012	Right	Medium	15 - 17 cm
35202 2013	35203 2013	Right	Large	17 - 20 cm
35202 2014	35203 2014	Right	X-Large	> 20 cm



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com