


Interne: www.basko.com
E-mail: sales@basko.com
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
Phone: +31 (0) 75 - 613 15 13
NL-1505 HX Zaandam
Pietert Liefthinkweg 16
NL-1505 HX Zaandam
Pietert Liefthinkweg 16

Basko Health care




basko.com

Basko
Health care

MultiMotion

Alignment Unit



NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Gebrauchsanleitung
ENG	Instructions for Use
FR	Mode d'emploi
ES	Uso y aplicación
IT	Usi e applicazioni
SK	Bruksanvisning
DK	Bruksanvisning
NO	Bruksanvisning
FI	Sovitusohjeet
CZ	Návod k použití
SI	Navodila za uporabo

Basko
Health care
basko.com

NL

Gebruiksrichtlijnen

Een goede opbouw met bijbehorende scharnieruitlijning is cruciaal voor een correct functionerende orthese. Deze uitlijnkit vergemakkelijkt de scharnieruitlijning tijdens de productie van een orthese met MultiMotion scharnier. Indien van toepassing ook in combinatie te gebruiken met een FreeMotion scharnier waarvoor wij de aanvullende AK-104 kit aanbevelen.

Het gekwalificeerde personeel dat de orthese produceert is verantwoordelijk voor de gekozen productietechniek en het correct functioneren van de orthese. Ons advies is tenslotte dat de productgebonden uitlijnsatz te gebruiken tijdens de productie.

Voorafgaand aan de productie dienen alle mogelijke openingen aan het scharnier te zijn dichtgemaakt met daarvoor geschikt materiaal ter preventie dat het scharnier volloopt met giebharz of vergelijkbaars.

Extra productinformatie
De uitlijn unit is geschikt voor meervoudig gebruik.

Onderhoudsadvies
Inspecteer na gebruik dat alle onderdelen onbeschadigd, schoon en vrij zijn van gips en dergelijke.

Instructions
De uitlijn unit voor het MultiMotion scharnier bestaat uit 2 aparte onderdelen:

AK-100 Basis T-Bar # AK-102 MM Kit

Controleer eerst of alle onderdelen zoals getoond in afbeelding 1, zich compleet en onbeschadigd in de verpakking bevinden:

Inhoud verpakking AK-100:

A) 1 x T-bar

Inhoud verpakking AK-102:

- A) 2 x stafprofiel lang
- B) 2 x stafprofiel kort
- C) 1 x rond profiel groot
- D) 1 x rond profiel klein
- E) 4 x cilinderschroef met binnenzeskant
- F) 1 x inbussleutel (3 mm)
- G) Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Tijdens het gipsen van de patiënt markeert u de gewichtsassen. Nadat het negatief is verwijderd en weer is gesloten perforere u de as-markeringen op de gewenste positie en steek u vervolgens de T-bar door de perforatie. Controleer na het doorsteken of de as horizontaal staat en sluit het negatief rond de T-bar (Abb. 2).

Stap 2: Vul het negatief met gips eventueel in combinatie met Vermiculite (art. nr. 17) en laat het geheel goed uitharden. Verwijder na het uitharden het gipsnegatief en de T-bar. Corrigeer daarna het gipspositief naar behoeftte en laat deze drogen (Abb. 3).

Stap 3: Gebruik de meegeleverde 3 mm inbussleutel om de centrale Schroef op de bovenzijde van het scharnier los te draaien (Abb. 4).

Stap 4: Verwijder vervolgens in volgorde de bovenste deksel, kleinere kunststofring, indicatorplaatje, veerbehuizing en de grotere kunststof ring (Abb. 5).

Stap 5: Plaats vervolgens, afhankelijk van de uitvoering het grote of kleine ronde profiel op de bovenzijde van het scharnier. Positioneer nu een cilinderschroef met binnenzeskant aan de voorzijde door het ronde profiel en de centrale as van het scharnier (Abb. 6).

Stap 6: Schroeven Sie anschließend (je nach M-L Breite des Gipses) die kurze oder lange Gelenk-Aufnahme mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel auf die Zylinderkopfschraube (Abb. 7).

Stap 7: Plaats vervolgens lateraal het MultiMotion scharnier parallel aan het "gewicht" met behulp van het stafprofiel in de opening waar de T-bar heeft gezeten (Abb. 8).

Stap 8: Waar nodig buigt u de stangen aan naar de contouren van het gipspositief (Abb. 9).

Bij een bilaterale orthese opbouw (met het FreeMotion scharnier als meeloper) volgt u de instructie zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de FreeMotion uitlijn unit (# AK-104).

Na productie verwijderd u de uitlijn unit volgens de stappen 3 t/m 8 in omgekeerde volgorde en volgt u de instructies uit de gebruiksaanwijzing van het scharnier om deze af te stellen en op correct functioneren te controleren.

De uitlijn unit is geschikt voor meermalig gebruik.

DE

Anwendungshinweise

Die korrekte Konstruktion und die damit verbundene Ausrichtung der Gelenke ist entscheidend für die einwandfreie Funktion der Orthese. Diese Ausrichtungsset ermöglicht die Gelenkausrichtung bei der Herstellung einer Orthese mit dem MultiMotion-Gelenk. Der Ausrichtungsset kann, falls zutreffend, auch in Kombination mit einem FreeMotion-Gelenk verwendet werden, wofür wir den Ausrichtungsset AK-104 empfehlen.

Das Fachpersonal, das die Orthese herstellt, ist verantwortlich für die gewählte Fertigungstechnik und für die korrekte Funktion der Orthese. Wir empfehlen, bei der Produktion immer den produktspezifischen Ausrichtungsatz zu verwenden.

Vor Produktionsbeginn müssen alle möglichen Öffnungen am Gelenk mit geeignetem Material verschlossen werden, damit sich das Gelenk nicht mit Gießharz o.ä. füllt.

Betriebsbedingungen
Der Ausrichtungsatz ist für den Mehrfacheinsatz geeignet.

Wartungshinweise
Prüfen Sie nach dem Gebrauch, ob alle Teile unbeschädigt, sauber und frei von Gips o.ä. sind.

Anweisungen
Der Ausrichtungsatz für das MultiMotion-Gelenk besteht aus 2 separaten Teilen:

AK-100 Basis T-Bar # AK-102 MM Kit

Prüfen Sie zunächst, ob alle in Abbildung 1 gezeigten Teile vollständig und unbeschädigt in der Verpackung sind:

Verpackungsinhalt AK-100:

A) 1 x T-Bar

Verpackungsinhalt AK-102:

- A) 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (lang)
- B) 2 x Gelenk-Aufnahme mit Innengewinde (kurz)
- C) 1 x rund profiel groot
- D) 1 x rond profiel klein
- E) 4 x cilinderschroef met binnenzeskant
- F) 1 x inbussleutel (3 mm)
- G) Gebruiksaanwijzing

Schritt 1: Markieren Sie während des Eingipsens des Patienten die Gelenkachsen. Nach dem Entfernen und wiederholen Sie die Neuerschleifen des Negativs präzise an der gewünschten Position und stecken Sie die Achsenmarkierungen in der gewünschten Position und führen dann den T-Bar durch die Perforation. Prüfen Sie nach dem Einsetzen, dass die Achse waagerecht steht und verschließen Sie das Negativ um den T-Bar (Abb. 2).

Schritt 2: Füllen Sie das Negativ mit Gips, eventuell in Kombination mit Vermiculite (Art. Nr. 17) und lassen Sie es gut aushärten. Entfernen Sie nach dem Aushärten das Gipsnegativ und den T-Bar. Anschließend korrigieren Sie das Gipsnegativ nach Bedarf und lassen es trocknen (Abb. 3).

Schritt 3: Lösen Sie mit dem mitgelieferten 3 mm Allen-Schlüssel die zentrale Schraube auf der Oberseite des Gelenks (Abb. 4).

Schritt 4: Entfernen Sie dann nacheinander die obere Abdeckung, die kleinere Kunststoffring, die Skalenplatte, das Federgehäuse und den größeren Kunststoffring (Abb. 5).

Schritt 5: Setzen Sie dann, je nach Ausführung, das große oder kleine runde Profil auf die Oberseite des Gelenks. Stecken Sie nun eine Sechskantschraube vorne durch das Rundprofil und die Mittellachse des Gelenks (Abb. 6).

Schritt 6: Schrauben Sie anschließend (je nach M-L Breite des Gipses) die kurze oder lange Gelenk-Aufnahme mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel auf die Zylinderkopfschraube (Abb. 7).

Schritt 7: Positionieren Sie das MultiMotion-Gelenk parallel zur "Joint" unter Verwendung der Barprofile in der Öffnung, in der die T-Bar ist (Abb. 8).

Schritt 8: Schränken Sie die Schienen bei Bedarf an die Konturen des Gipsmodells an (Abb. 9).

Für den bilateralen Orthesenaufbau (mit dem FreeMotion-Gelenk als Mitläufers) folgen Sie die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung für den FreeMotion-Ausrichtungsatz (# AK-104).

Entfernen Sie nach der Orthesenfertigung den Ausrichtungsatz, indem Sie die Schritte 3 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge ausführen, und folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung des Gelenks, um die richtige Funktion einzustellen und zu überprüfen.

Der Ausrichtungsatz ist für den Mehrfacheinsatz geeignet.

ENG

Application Guidelines

Proper construction with associated joint alignment is critical to a properly functioning orthosis. This alignment kit facilitates joint alignment during the production of an orthosis with the MultiMotion joint. This alignment kit can also be used in conjunction with a FreeMotion joint, if applicable for which we recommend the additional AK-104 alignment kit.

The certified technicians producing the orthosis are responsible for the production technique chosen and the correct functioning of the orthosis. Our advice is to use the product-specific alignment unit at all times during production.

Prior to production, all possible openings on the joint should be sealed with suitable material to prevent the joint from filling up with resin or similar.

Additional product information
The alignment unit is suitable for multiple use.

Maintenance instructions
After use, inspect that all parts are undamaged, clean and free of plaster and similar.

Instructions
The alignment unit for the MultiMotion joint consists of 2 separate parts:

AK-100 Basic T-Bar # AK-102 MM Kit

First check that all parts shown in Figure 1 are complete and undamaged in the package:

Package contents AK-100:

A) 1 x T-Bar

Package contents AK-102:

- A) 2 x long bar profile
- B) 2 x short bar profile
- C) 1 x round profile large
- D) 1 x round profile small
- E) 4 x cylindrical screw with hexagon socket
- F) 1 x Allen key (3 mm)
- G) Instruction for use

Step 1: While casting the patient, mark the joint axes. After removing and sealing the negative, perforate the axis markings at the desired position and then insert the T-bar through the perforation. After piercing, check that the axis is horizontal and close the negative around the T-bar (Fig. 2).

Step 2: Fill the negative with plaster possibly in combination with Vermiculite (Art. no. 17) and let it harden well. After curing, remove the plaster negative and the T-bar. Then correct the plaster negative as needed and allow it to dry (Fig. 3).

Step 3: Use the supplied 3 mm Allen key to loosen the central screw on the top of the joint (Fig. 4).

Step 4: Then remove in sequence the top cover, smaller plastic ring, indicator plate, spring housing and the larger plastic ring (Fig. 5).

Step 5: Then, depending on the model, place the large or small round profile on the top of the joint. Now position a hexagon socket cylinder screw at the front through the round profile and the central axis of the joint (Fig. 6).

Step 6: Then screw (depending on the M-L width of the plaster) the short or long bar profile onto the cylinder head screw with the supplied Allen key (Fig. 7).

Step 7: Then laterally place the MultiMotion joint parallel to the "joint" using the bar profile in the opening where the T-bar has been (Fig. 8).

Step 8: Where necessary, adjust the bars to the contours of the plaster cast (Fig. 9).

For a bilateral orthosis assembly (with the FreeMotion joint as a companion joint), follow the instruction as described in the FreeMotion Alignment Unit (# AK-104) Instructions for Use.

After production, remove the alignment unit by following steps 3 through 8 in reverse order, and follow the instructions in the joint's user manual to adjust and check for proper function.

The alignment unit is suitable for multiple use.

FR

Consignes d'utilisation

Une construction correcte avec l'alignement de l'articulation associé est essentielle au bon fonctionnement d'une orthèse. Ce kit d'alignement facilite l'alignement de l'articulation pendant la fabrication d'une orthèse avec une articulation MultiMotion. Le cas échéant, ce kit d'alignement peut également être utilisé avec une articulation FreeMotion, pour laquelle nous recommandons le kit supplémentaire AK-104.

Les techniciens certifiés qui produisent l'orthèse sont responsables de la technique de production choisie et du bon fonctionnement de l'orthèse. Nous conseillons d'utiliser l'unité d'alignement spécifique au produit à tout moment pendant la production.

Avant le début de la production, toutes les ouvertures possibles de l'articulation doivent être obturées avec un matériau approprié afin d'éviter que l'articulation ne se remplisse de résine ou d'un produit similaire.

Information supplémentaire du produit
L'unité d'alignement convient à un usage multiple.

Conseil d'entretien
Après l'utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont intactes, propres et exemptes de plâtre et autres éléments similaires.

Instructions
L'unité d'alignement pour l'articulation MultiMotion se compose de deux parties distinctes :

AK-100 Basic barre en T # AK-102 kit MM

Vérifiez d'abord que toutes les pièces indiquées dans la figure 1 sont complètes et non endommagées dans l'emballage :


Contenu de l'emballage AK-100 :

A) 1 x barre en T

Contenu de l'emballage AK-102 :

- A) 2 x profil de barre long
- B) 2 x profil en forme de barre courte
- C) 1 x profil rond large
- D) 1 x profil rond petit</

Alignment Unit



NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Anwendungshinweise
ENG	Instructions for Use
FR	Mode d'emploi
ES	Uso y aplicación
IT	Usi e applicazioni
SK	Bruksanvisning
DK	Bruksanvisning
NO	Bruksanvisning
FI	Sovitusohjeet
CZ	Návod k použití
SI	Navodila za uporabo

Riktlinjer för användning

En korrekt konstruktion med tillhörande ledinriktning är avgörande för en väl fungerande ortos. Detta justeringssett underlättar ledjusteringen under tillverkningen av en ortos med MultiMotion-led. Detta justeringssats kan också användas tillsammans med en FreeMotion-led, i förekommande fall för vilken vi rekommenderar det extra justeringssatsen AK-104.

Den kvalificerade personal som tillverkar ortosens är ansvarig för den valda produktionstekniken och för att ortosens fungerar korrekt. Det rekommenderas att den produktspecifika justeringsenheden alltid används under tillverkningen.



Innan tillverkningen påbörjas ska alla möjliga öppningar på skarven tätas med lämpligt material för att förhindra att skarven fylls med gjutmassa.

Extra produktinformation

Justeringsenheten är lämplig för flera användningsområden.

Råd om underhåll

Efter användning ska du kontrollera att alla delar är oskadade, rena och fria från gips och liknande.

Instruktioner

Justeringsenheten för MultiMotion ledens består av två separata delar:

AK-100 Bas T-Bar

Kontrollera först att alla delar som visas i fig. 1 är kompletta och oskadade i förpackningen:

Paketets innehåll AK-100:

A) 1 x T-stång

Paketets innehåll AK-102:

A) 2 x lång stängprofil

B) 2 x kort stängprofil

C) 1 x rund profil stor

D) 1 x rund profil liten

E) 4 x cylindrisk skruv med sexkantig hylsa

F) 1 x insexfygel (3 mm)

G) Bruksanvisning

Steg 1: Markera ledakserne medan du gjipsar patienten. Efter att ha tagit bort negativet och stängt det igen perforerar du axelmarkeringarna på önskat ställe och för sedan in T-stången genom perforeringen. När du har satt in axeln kontrollerar du att axeln är horisontell och stänger negativet runt T-stången (fig. 2).

Steg 2: Fyll negativet med gips, eventuellt i kombination med Vermiculite (art. nr 17), och låt det hårdna ordentligt. Efter hårdning tar du bort gjipsnegativet och T-stången. Korrigera sedan gjipsnegativet vid behov och låt det torkav (fig. 3).

Steg 3: Använd den medföljande 3 mm insexfygeln för att lossa den centrala skruven på ledens ovansta (fig. 4).

Steg 4: Avlägsna sedan i tur och ordning det övre locket, den mindre plastringen, indikatorplattan, fjäderhuset och den större plastringen (fig. 5).

Steg 5: Placeras sedan, beroende på modell, den stora eller lilla runda profilen på ledens ovansta. Placerar nu en cylinderskruv med sexkant på framsidan genom den runde profilen och ledens centrala axel (fig. 6).

Steg 6: Skruva sedan (beroende på putsen M-L bredd) den korta eller långa stavprofilen på cylinderskruven med den medföljande insexfygeln (fig. 7).

Steg 7: Placerar sedan MultiMotion-leden i sidled parallellt med "ledet" med hjälp av stavprofilen i öppningen, hvor T-stangen har været (fig. 8).

Steg 8: Justera vid behov stängerne till konturerna på gjipsavgrävningen (fig. 9).

För en bilateral ortosmontering (med FreeMotion-leden som en kompanjonled), följ instruktionerna som beskrivs i FreeMotion Alignment Unit (# AK-104) Instructions for Use (Instruktioner för användning av FreeMotion-justeringshonet).

Efter tillverkningen tar du bort justeringsenheten genom att följa steg 3 till 8 i omvänt räckeordning och följer instruktionerna i ledens bruksanvisning för att justera och kontrollera att den fungerar korrekt.

Anpassningshonet är avsedd för flera användningsområden.

SE

DK

NO

FI

CZ

SI

Riktlinjer för bruk

Korrekt konstruktion med tillhörande ledjustering är avgörande för en väl fungerande ortos. Detta justeringssett underlättar ledjusteringen under tillverkningen av en ortos med MultiMotion-led. Detta justeringssats kan också användas tillsammans med en FreeMotion-led, i förekommande fall för vilken vi rekommenderar det extra justeringssatsen AK-104.

Det kvalificerade personale, der fremstiller ortosen, er ansvarig for den valgte produktionstekniken og for, at ortosens fungerer korrekt. Det rekommenderas, at den produktspecifikke justeringsenheden altid anvendes under tillverkningen.



Før produktionen påbörjas skal alle mulige åpninger i fugen forsegles med et passende materiale for at forhindre, at fugen fyldes med støbeharpiks.

Ekstra produktinformation

Justeringsenheten er velegnet til flergangsbrug.

Rådgivning om vedligeholdelse

Efter brug kontrolleres det, at alle dele er ubeskadige, rene og fri for gips og lignende.

Vejledning

Justeringsenheten til MultiMotion hængsel består af 2 separate dele:

AK-100 Base T-Bar

Kontroller først, at alle dele, der er vist i fig. 1, er komplette og ubeskadige i emballasjen:

Pakkeindhold AK-100:

A) 1 x T-stång

Pakkeindhold AK-102:

A) 2 x lang stängprofil

B) 2 x kort stängprofil

C) 1 x rund profil stor

D) 1 x rund profil liten

E) 4 x cylindrisk skruv med indvendig sexskant

F) 1 x insexfygel (3 mm)

G) Brugsanvisning

Trin 1: Merk ledakserne mens patienten gjøres. Etter at ha fjernet negativet og lukket det igjen, perforerer du aksemærkingerne i den ønskede posisjon, hvorefter T-stangen indsættes gennem perforeringen. Kontroller så at axlen er vannrett og at negativet lukkes rundt T-stangen (fig. 2).

Trin 2: Fyll negativet med gips, eventuelt i kombinasjon med Vermiculite (art. nr 17), og lad det hårdne ordentlig. Etter hårdning fjernes gjipsnegativet og T-stangen. Derefter korrigeres gjipsnegativet ved behov og låt det tørke (fig. 3).

Trin 3: Brug den medfølgende 3 mm insexfygelen til at løsne den centrale skruen på ledet (fig. 4).

Trin 4: Fjern derefter i rækkefølge det øverste dæksel, den mindre plastringen, indikatorplatten, fjærhuset og den større plastringen (fig. 5).

Trin 5: Derefter placeres den store eller lille runde profilen på ledets ovansta. Sæt nu en cylinderskruv med sexkantet indvendig cylinderskruv forest gennem den runde profilen og ledets sentrale akse (fig. 6).

Trin 6: Skru derefter (afhængigt af pudsen M-L bredde) den korte eller lange stavprofilen på cylinderskruven med den medfølgende insexfygelen (fig. 7).

Trin 7: Placerar derefter MultiMotion-leddet i sideløbende med "ledet" ved hjælp af stavprofilen i åbningen, hvor T-stangen har været (fig. 8).

Trin 8: Juster ved behov stängerne til konturerne på gjipsavgrävningen (fig. 9).

Før en bilateral ortosemontering (med FreeMotion-leden som en kompanjonled), følж instruktionerne som beskrives i FreeMotion Alignment Unit (# AK-104) Instructions for Use (Instruktioner for användning av FreeMotion-justeringshonet).

Efter fremstillingen fjernes justeringsenheten ved at følge trin 3 til 8 i omvendt rækkefølge, og følж instruktionerne i ledets bruksanvisning for at justere og kontrollere at den fungerer korrekt.

Justeringsenheten er egnet for flergangsbrug.

NO

FI

CZ

SI

Retningslinjer for bruk

Korrekt konstruktion med tilhørende ledjustering er avgörande för en riktig fungerande ortos. Detta justeringssett underlättar ledjusteringen under tillverkningen av en ortos med MultiMotion-led. Detta justeringssats kan också bruges sammen med et FreeMotion-led, hvilket er relevant for, hvilket vi anbefaler det ekstra justeringssatsen AK-104.

Det kvalificerede personale, der fremstiller ortosen, er ansvarlig for den valgte produktionstekniken og for, at ortosens fungerer korrekt. Det anbefales, at den produktspecifikke justeringsenheden altid anvendes under tillverkningen.



Før du starter produksjonen, må alle mulige åpninger på hengslet lukkes med egnet materiale for å forhindre, at hengslet fyldes med støbeharpiks.

Ytterligere produktinformasjon

Justeringsenheten er egnet for flerbruk.

Råd om vedlikehold

Efter bruk kontrolleres det, at alle dele er ubeskadige, rene og fri for gips og lignende.

Bruksanvisning

Justeringsenheten til MultiMotion-hængsel består af to separate dele:

AK-100 Basic T-bar

Kontroller først, at alle delene som vises i figur 1 er fulgt til dato og ubeskadige i emballasjen:

Pakkeindhold AK-100:

A) 1 x T-stang

Pakkeindhold AK-102:

A) 2 x lang stängprofil

B) 2 x kort stängprofil

C) 1 x rund profil stor

D) 1 x rund profil liten

E) 4 x cylindrisk skruv med indvendig sexskant

F) 1 x insexfygel (3 mm)

G) Brugsanvisning

Trin 1: Merk ledakserne mens du gjør patienten. Etter at du har fjernet negativet og lukket det igjen, perforerer du aksemærkingerne på ønsket sted og fører den inn T-stangen gjennom perforeringen. Kontroller så at axlen er vannrett og at negativet lukkes rundt T-stangen (fig. 2).

Trin 2: Fyll negativet med gips, muligens i kombinasjon med vermiculitt (art. nr. 17), og lad det stivne. Etter hardning fjernes gjipsnegativet og T-stangen. Derefter korrigeres gjipsnegativet ved behov og la det tørke (fig. 3).

Trin 3: Brug den vedlagte 3 mm umbrakonøkkelen for at løsne den sentrale skruen på ledet (fig. 4).

Trin 4: Fjern derefter i rekkefølgen det øvre lokket, den mindre plastringen, indikatorplatten, fjærhuset og den større plastringen (fig. 5).

Trin 5: Derefter placeres den store eller lille runde profilen på ledets ovansta. Sæt nu en cylinderskruv med sexkantet indvendig cylinderskruv forest gennem den runde profilen og ledets sentrale akse (fig. 6).

Trin 6: Skru så (afhængigt af pudsen M-L bredde) den korte eller lange stavprofilen på cylinderskruven med den medfølgende insexfygelen (fig. 7).

Trin 7: Placerar derefter MultiMotion-leddet i sidelebende med "ledet" ved hjælp af stavprofilen i åbningen, hvor T-stangen har været (fig. 8).

Trin 8: Juster ved behov stängerne til konturerne på gjipsavgrävningen (fig. 9).

Før en bilateral ortosemontering (med FreeMotion-leden som en kompanjonled), følg instruktionerne som beskrives i FreeMotion Alignment Unit (# AK-104) Instructions for Use (Instruktioner for användning av FreeMotion-justeringshonet).

Efter fremstillingen fjernes justeringsenheten ved at følge trin 3 til 8 i omvendt rækkefølge, og følg instruktionerne i ledets bruksanvisning for at justere og kontroll