


# Triple Action Übersicht der Komponenten und Bestelldaten

## Modell 3B76 Komponentenauswahl

Gewichts-limit	Gelenk unilateral / + Mitläufer	90 kg									
	Gelenk bilateral	100 kg									
Booster-Konfiguration		PF				DF				PF & DF	
		Booster dorsal				Booster ventral				Booster dorsal & ventral	
Gangphase, in der Abweichungen auftreten	Frühe Standphase	ABWEICHUNG				NORMAL				ABWEICHUNG	
	Späte Standphase	NORMAL				ABWEICHUNG					
Bein	Universal	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Universal	
Seite		Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.		
Art.-Nr.	<b>3B76-A0</b>	<b>3B76-A1</b>		<b>3B76-A2</b>		<b>3B76-A2</b>		<b>3B76-A1</b>		<b>3B76-A3</b>	

## Optionen & Zubehör

### Fußbügel-Optionen



#### Lateraler Fußbügel

3B76-LATR-1 &  
3B76-LATL-1

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen.



#### Medialer Fußbügel

3B76-MEDR-1 &  
3B76-MEDL-1

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen.



#### Y-Fußbügel

3B76-Y-1

Extra gehärtet für die Verarbeitung in Prepreg oder Gießharz.



#### Gerader Fußbügel

3B76-R-1

Extra gehärtet für die Verarbeitung in Prepreg oder Gießharz.

### Zubehör

#### Ausrichtwerkzeug

3B00-FTK

Das Ausrichtwerkzeug enthält Fertigungsdummies, Ausrichtachse, Montagematerial und Schraubenschlüssel.



#### Camber Axis -Gelenk

(Mitläufer, frei beweglich)  
751-ATA

Für die Verarbeitung in Tiefziehtechnik in Polypropylen, in Prepreg oder Gießharz.



**Basko Healthcare**

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11  
E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen  
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62  
E-Mail: [verkauf@basko.com](mailto:verkauf@basko.com)

[basko.com](http://basko.com)