

PRS670 Precision

Hyperextensionsorthese



Primspine



Spherical
system

Patentierte Technologie
Sternum-Adaptionssystem
durch sphärische Rotation.

Basko
Healthcare

PRS670 Precision

Hyperextensionsorthese

Die PRS670 Precision-Hyperextensionsorthese wurde bezüglich des Design und der Funktion optimiert und bietet eine präzise und sichere Unterstützung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Mit dem sphärischen Rotationssystem verfügt die Orthese über eine innovative und patentierte Technologie. Das System besteht aus festen Schreibern, Kugelgelenken und einer innenliegenden Feder und ermöglicht eine multiaxiale Bewegung. Die Sternumpelotte kann sich so dem Brustbein optimal anpassen und Druckstellen werden verhindert.

Indikationen / Diagnosen

- Kyphosis
- Lumbago
- Morbus Scheuermann
- Osteoporose
- Stabilisierung postoperativ
- Wirbelfraktur

Eigenschaften / Merkmale

Stufenlose Breitereinstellung

Der Orthesen-Rahmen lässt sich stufenlos an die Anatomie des Patienten anpassen.

Stufenlose Höheneinstellung

Der Orthesen-Rahmen ist stufenlos verstellbar und kann in der Höhe dem Patienten angepasst werden.



Verschluss mit Fingerschleufe

Der primäre Verschluss mit Fingerschleufe sorgt für eine leichte Anwendung ohne Kraftaufwand.

Paravertebrale Rückenpelotte

Flexible, anatomisch geformte Lumbalpelotte mit Belüftungskanälen.

Sternumpelotte

Ausgestattet mit einem sphärischen Rotationssystem und in der Höhe verstellbar.



Einstellbares Axialgelenk

Einstellbarer Neigungswinkel in 6°-Schritten.



Bügelverschluss mit Vorspannung

Sekundärer Verschluss mit Vorspannung lässt sich leicht öffnen und schließen.

Einstellbarer Beckenbügel

Der Beckenbügel kann je nach Bedarf fixiert oder dynamisch angepasst werden.



Maßtabelle

Artikelnummer	VE	Beckenumfang	Abstand Clavicula bis Symphysis
PRS670-1	Stück	76 - 115 cm	38 - 51 cm
PRS670-2	Stück	115 - 135 cm	45 - 58,5 cm

Zubehör

Artikelnummer	VE	Größe	Beschreibung
PRS6ACL-OS	Set	Universell	Subclaviculare Pelotten



Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com