

C.H.E.C.K.

Hyperextensionsorthese



Basko
Healthcare

C.H.E.C.K.

Hyperextensionsorthese

Die CHECK-Hyperextensionsorthese wird konservativ zur Vermeidung einer Knieüberstreckung eingesetzt. Mit der Anwendung und dem dadurch sanft ausgeübten Druck auf Femur und Tibia wird eine leichte Varus-/Valgusinstabilität gehalten und die Hyperextension kontrolliert.

Merkmale

- Geeignet für rechtes und linkes Bein
- Optimale Knieführung durch Kondylenpelotten
- Passt sich der natürlichen Kniebewegung an
- D-Ringe für komfortables An-/Ablegen
- Zwei ungekoppelte Drehpunkte
- Langer Hebel
- Dünne Gelenke
- Material: Rahmen aus rostfreiem Stahl; Polster aus Kunstleder mit weicher Schaumstoffschicht
- Farbe: Schwarz

Produktfunktion

- Kniegelenkextensionsstopp bei 0°
Nutzen bei der Erreichung des Therapieziels
- Schmerzreduktion
- Kontrolle der Knie-Hyperextension
- Stabilisierung des Kniegelenks in der Sagittalebene

Indikationen

- Bandinsuffizienz (Knie)
- Genu recurvatum
- Neurologische Funktionsbeeinträchtigung (post C.V.A.)
Schmerzen in der Extremität (Knie)
- Valgusinstabilität
- Varusinstabilität

Kontraindikationen

- Hohe Aktivität
- Intensive Belastung
- Sport (laufen etc.)

Nutzen bei der Erreichung des Therapieziels

- Schmerzreduktion
- Kontrolle der Knie-Hyperextension
- Stabilisierung des Kniegelenks in der Sagittalebene

Artikel-/Maßtabelle

 23.04.07.0004

Artikelnummer	VE	Kniebreite	Gesamtlänge
8666	Stück	9 - 13 cm	45 cm

FOLLOW US



Basko Healthcare

Deutschland: Gasstraße 16, 22761 Hamburg | Österreich: Office Park I, Top B02, 1300 Wien Flughafen
Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0, Fax: +49 (0) 40 85 41 87-11 | Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30, Fax: +43 (0) 1 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com