

Orthesen-Kniegelenksysteme StepLock und UniLock



Patienten mit Knieerkrankungen können mit dem geeigneten Kniegelenksystem erfolgreich versorgt werden. Basko Healthcare bietet hier unterschiedliche Kniegelenkvarianten sowohl für die thermoplastische bzw. konventionelle als auch für die Gießharz-Laminat- oder Prepreg-Orthesen-Bautechnik an.

StepLock - Rastenkniegelenk

Das „StepLock“-Rastenkniegelenk wird zur stufenweisen Streckung des Kniegelenks eingesetzt. Statt auf Metall wird durch einen Miniaturstoßdämpfer im distalen Teil der Schiene der Extensionsanschlag sanft und ohne Spielraum erreicht. Das „StepLock“-Gelenk kann mit Hilfe eines Stiftes auch als Sperrgelenk eingesetzt werden. Es ist in folgenden 2 Ausführungen jeweils alternativ mit einem Standard- oder rückverlagerten Drehpunkt erhältlich:



Serie 2400®

Rastenkniegelenk für thermoplastische/ konventionelle Orthesenbautechnik mit Schienenanschluss

Serie 2755®

Rastenkniegelenk für Gießharz-Laminat-/ Prepreg-Orthesen-Bautechnik (Eingusschienen)

Indikation

- Kniekontraktur
- Streckhemmung

Eigenschaften

- Sicherheit durch vollständige Extension in Rastschritten von jeweils 15 Grad
- Maximaler Flexionswinkel von 135 Grad
- Entriegelung durch einen optionalen Kabelentriegelungssatz
- Gelenknahes Biegen ermöglicht kosmetisch gute Anformung

Maßtabelle für StepLock-Rastenkniegelenke

Artikelnummer Serie 2400®	Artikelnummer Serie 2755®	Menge/ Einheit	Drehpunkt standard	Drehpunkt rückverlagert (19 mm)	Schienebreite
2400-SLMO5K	2755-SLMO5K	1 Paar	+++		12 mm
2400-SLMO6K	2755-SLMO6K	1 Paar	+++		16 mm
2400-SLMO7K	2755-SLMO7K	1 Paar	+++		19 mm
2400-SLPO5K	2755-SLPO5K	1 Paar		+++	12 mm
2400-SLPO6K	2755-SLPO6K	1 Paar		+++	16 mm
2400-SLPO7K	2755-SLPO7K	1 Paar		+++	19 mm



NEDERLAND
POSTBUS 2194
1500 GD ZAANDAM
TEL. 075-6131513, FAX 075-6126373
E-MAIL VERKOOP.NL@BASKO.COM

DEUTSCHLAND
GASSTRASSE 16
22761 HAMBURG
TEL. 040-854187-0, FAX 040-854187-11
E-MAIL VERKAUF.DE@BASKO.COM

ÖSTERREICH
HIRSCHSTETTNERSTRASSE 44 / OBJ. 1
1220 WIEN
TEL. 01-2835330, FAX 01-2836262
E-MAIL VERKAUF.AT@BASKO.COM

BELGIË
DIRAME ORTHO NV/S.A., ASSESTEENWEG 27/29
1740 TERNAT (BRUSSEL)
TEL. 02-5828250, FAX 02-5826112
E-MAIL DIRAME.ORTHO@SKYNET.BE

WWW.BASKO.COM

AMSTERDAM - HAMBURG - WIEN

Orthesen-Kniegelenksysteme StepLock und UniLock



UniLock - Sperrkniegelenk

Das „UniLock“-Sperrkniegelenk wird bei Quadrizepsinsuffizienz/-ausfall eingesetzt. Es ist in folgenden 2 Ausführungen jeweils alternativ mit einem Standard- oder rückverlagerten Drehpunkt erhältlich:



Serie 2400®

Sperrkniegelenk für thermoplastische/konventionelle Orthesenbautechnik mit Schienenanschluss

Serie 2755®

Sperrkniegelenk für Gießharz-Laminat-/ Prepreg-Orthesen-Bautechnik (Eingusschienen)

Indikationen

- Multiple Sklerose
- Apoplexie
- Periphere Parese
- Paralyse
- Myopathie
- Nervenentzündung
- Poliomyelitis

Eigenschaften

- Maximaler Flexionswinkel von 135 Grad
- Entriegelung durch einen optionalen Kabelentriegelungssatz oder Sperrbügel
- Gelenknahes Biegen ermöglicht kosmetisch gute Anformung

Maßtabelle für UniLock-Sperrgelenke

Artikelnummer Serie 2400®	Artikelnummer Serie 2755®	Menge/ Einheit	Drehpunkt standard	Drehpunkt rückverlagert (19 mm)	Schienenbreite
2400-ULMO5K	2755-ULMO5K	1 Paar	+++		12 mm
2400-ULMO6K	2755-ULMO6K	1 Paar	+++		16 mm
2400-ULMO7K	2755-ULMO7K	1 Paar	+++		19 mm
2400-ULPO5K	2755-ULPO5K	1 Paar		+++	12 mm
2400-ULPO6K	2755-ULPO6K	1 Paar		+++	16 mm
2400-ULPO7K	2755-ULPO7K	1 Paar		+++	19 mm



Zubehör für StepLock und UniLock (Serien 2400® und 2755®)

■ Kabelentriegelungssatz für StepLock und UniLock		
Artikelnummer	Menge/Einheit	Schienenbreite
LRK512SM	1 Satz	12 mm
LRK1619LG	1 Satz	16 und 19 mm
■ Sperrbügel für UniLock		
Artikelnummer	Menge/Einheit	Schienenbreite
IBK-S	1 Satz	12 mm
IBK	1 Satz	16 und 19 mm
■ Bohrlehre für 12 mm-, 16 mm- und 19 mm-Schienen		
Artikelnummer	Menge/Einheit	
2400-DF	1 Satz	