

Traitement du pied bot pour les enfants



Attelle **P.E.A.care 2.0**
et chaussures **Clubycare**

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com

Static Quick Release P.E.A.care 2.0

Pour le traitement des nourrissons et des jeunes enfants souffrants de pieds bots qui sont traités notamment selon la méthode du Dr. Ponseti. Une orthèse complète consiste en une attelle P.E.A.care sur laquelle sont montées aux extrémités des souliers orthopédiques Clubycare.



Propriétés

- Montage et démontage des chaussures facile et rapide grâce au système quick release
- Longueur d'attelle réglable
- Angle de rotation réglable (0° à 80°)
- Dorsiflexion réglable (0° à 20°)
- Se combine avec les chaussures Clubycare
- Poids: 210 à 220 grammes
- Matériau: plastique XF de haute qualité

Indications

- Arthrogryposis multiplex congenita (ICD10: Q74.3)
- Pes equinovarus congenitus (ICD10: Q66.0)

Tableau des dimensions - Static Quick Release

| N° article | Taille | Largeur d' attelle | Largeur des épaules |
|------------|--------|--------------------|---------------------|
| 2850-1 | 1 | 195 - 275 mm | 240 - 320 mm |
| 2850-2 | 2 | 230 - 345 mm | 280 - 390 mm |

Détermination de la taille: la bonne taille se détermine à l'aide de la largeur des épaules.

Chaussures Clubycare

Pour le traitement pédiatrique du pied bot selon la méthode Ponseti. Le soulier Clubycare est fabriqué dans un cuir souple et offre un bon confort au porter. Le soulier se fixe facilement sur la plaque à l'aide de vis, plaque qui est posée sur le cale-pied de l'attelle P.E.A.care 2.0. Les vis sont fournies avec l'attelle. Le Clubycare est disponible au choix avec une fermeture à lacets ou une fermeture de type velcro.

Caractéristiques

- Disponible avec fermeture à lacets ou par bande auto-agrippante ou velcro
- Bon contrefort et doublure au talon
- Talon ouvert, bout ouvert
- Livraison: par pièce
- Bride au talon plus longue (piquée dans le talon et renforcée, non extensible)
- Se combine avec les attelles P.E.A.care
- Matériau: cuir nappa souple; semelle: caoutchouc; lacet: coton; doublure: synthétique EVA

Indications

- Arthrogryposis multiplex congenita (ICD10: Q74.3)
- Pes equinovarus congenitus (ICD10: Q66.0)



Tableau des dimensions - chaussures Clubycare

| N° d'art. sans abduction, côté gauche avec lacets | N° d'art. sans abduction, côté droit avec lacets | N° d'art. sans abduction, côté gauche avec fermeture velcro | N° d'art. sans abduction, côté droit avec fermeture velcro | N° d'art. avec abduction, côté gauche avec lacets | N° d'art. avec abduction, côté droit avec lacets | Taille | Longueur du soulier | Largeur du pied |
|---|--|---|--|---|--|--------|---------------------|-----------------|
| BA905L-12 | BA905R-12 | BA908L-12 | BA908R-12 | - | - | 12 | 72 mm | 40 mm |
| BA905L-13 | BA905R-13 | BA908L-13 | BA908R-13 | - | - | 13 | 79 mm | 42 mm |
| BA905L-14 | BA905R-14 | BA908L-14 | BA908R-14 | BA705L-14 | BA705R-14 | 14 | 85 mm | 43 mm |
| BA905L-15 | BA905R-15 | BA908L-15 | BA908R-15 | BA705L-15 | BA705R-15 | 15 | 92 mm | 45 mm |
| BA905L-16 | BA905R-16 | BA908L-16 | BA908R-16 | BA705L-16 | BA705R-16 | 16 | 98 mm | 46 mm |
| BA905L-17 | BA905R-17 | BA908L-17 | BA908R-17 | BA705L-17 | BA705R-17 | 17 | 107 mm | 47 mm |
| BA905L-18 | BA905R-18 | BA908L-18 | BA908R-18 | BA705L-18 | BA705R-18 | 18 | 113 mm | 48 mm |
| BA905L-19 | BA905R-19 | BA908L-19 | BA908R-19 | BA705L-19 | BA705R-19 | 19 | 120 mm | 50 mm |
| BA905L-20 | BA905R-20 | BA908L-20 | BA908R-20 | BA705L-20 | BA705R-20 | 20 | 126 mm | 51 mm |
| BA905L-21 | BA905R-21 | BA908L-21 | BA908R-21 | BA705L-21 | BA705R-21 | 21 | 133 mm | 52 mm |
| BA905L-22 | BA905R-22 | BA908L-22 | BA908R-22 | BA705L-22 | BA705R-22 | 22 | 139 mm | 54 mm |
| BA905L-23 | BA905R-23 | BA908L-23 | BA908R-23 | BA705L-23 | BA705R-23 | 23 | 146 mm | 55 mm |
| BA905L-24 | BA905R-24 | BA908L-24 | BA908R-24 | BA705L-24 | BA705R-24 | 24 | 152 mm | 56 mm |
| BA905L-25 | BA905R-25 | BA908L-25 | BA908R-25 | BA705L-25 | BA705R-25 | 25 | 159 mm | 58 mm |
| BA905L-26 | BA905R-26 | BA908L-26 | BA908R-26 | BA705L-26 | BA705R-26 | 26 | 166 mm | 59 mm |
| BA905L-27 | BA905R-27 | BA908L-27 | BA908R-27 | BA705L-27 | BA705R-27 | 27 | 172 mm | 60 mm |
| BA905L-28 | BA905R-28 | BA908L-28 | BA908R-28 | BA705L-28 | BA705R-28 | 28 | 179 mm | 62 mm |
| BA905L-29 | BA905R-29 | BA908L-29 | BA908R-29 | BA705L-29 | BA705R-29 | 29 | 185 mm | 63 mm |
| BA905L-30 | BA905R-30 | BA908L-30 | BA908R-30 | - | - | 30 | 192 mm | 64 mm |

Livraison uniquement par pièce. La bride du talon, typique à la chaussure Clubycare, a une fonction essentielle et veille à ce que le talon reste correctement maintenu au fond du contrefort de la chaussure. Il convient donc de tenir compte de réserves suffisantes pour la croissance (max. 15 mm).