

Basko
Healthcare

Stomacare

Passez la journée en toute sécurité



Basko Healthcare

Pieter Liefinckweg 16 | 1505 HX Zaandam, Pays-Bas
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: ventes@basko.com | Internet: www.basko.com

8401005 / Stand: 09/2016

Basko
Healthcare

Stomacare

Modèle de bandage



Standard
(confectionné)



Standard
(article intermédiaire)



Irrigation



EasyOpener



HydroActive



EasyCut

Stomacare bandages

Résumé des articles des tailles

Bandages Stomacare						Tableau des tailles (pour tous les modèles)	
Modèles standard						Taille	Circonf. ventre
N° d'article			Hauteur	Diamètre ouverture stomie	Côté ouverture stomie	S	70 - 79 cm
Couleur Blanc	Couleur Beige	Couleur Noir					
308	B308	G308	10 cm	Ø 60 mm ¹⁾	universel	M	80 - 89 cm
309	B309	G309	10 cm	Ø 72 mm ²⁾	universel		
304	B304	G304	10 cm	Ø adaptable individuellement	universel		
306	B306	G306	15 cm	Ø 60 mm ¹⁾	universel		
307	B307	G307	15 cm	Ø 72 mm ²⁾	universel	L	90 - 99 cm
312	B312	G312	15 cm	Ø 85 mm ³⁾	universel		
305	B305	G305	15 cm	Ø adaptable individuellement	universel		
302	B302	G302	22,5 cm	Ø 60 mm ¹⁾	gauche ou droite		
303	B303	G303	22,5 cm	Ø 72 mm ²⁾	gauche ou droite	XL	100 - 109 cm
313	B313	G313	22,5 cm	Ø 85 mm ³⁾	gauche ou droite		
301	B301	G301	22,5 cm	Ø adaptable individuellement	gauche ou droite		
Modèles EasyOpener						XXL	110 - 120 cm
N° d'article			Hauteur	Diamètre ouverture stomie	Côté ouverture stomie		
Couleur Blanc	Couleur Beige	Couleur Noir					
306EO	B306EO	G306EO	15 cm	Ø 60 mm ¹⁾	gauche ou droite		
307EO	B307EO	G307EO	15 cm	Ø 72 mm ²⁾	gauche ou droite	XXXL	121 - 130 cm
312EO	B312EO	G312EO	15 cm	Ø 85 mm ³⁾	gauche ou droite		
Modèles Irrigation						XXXXL	131 - 140 cm
N° d'article			Hauteur	Diamètre ouverture stomie	Côté ouverture stomie		
Couleur Blanc	Couleur Beige	Couleur Noir					
350	B350	G350	10 cm	aucun	universel		
311	B311	G311	15 cm	aucun	universel		
Modèles EasyCut						XXXXL	131 - 140 cm
N° d'article			Hauteur	Diamètre ouverture stomie	Côté ouverture stomie		
Couleur Blanc							
326			10 cm	Position, forme et taille peuvent être déterminées individuellement.	universel		
327			15 cm		universel		
328			22,5 cm		gauche ou droite		

Tailles anneau de sécurité assortie

¹⁾ Ouverture stomie Ø 60 mm; ouverture possible stomie 40 - 45 mm


²⁾ Ouverture stomie Ø 72 mm; ouverture possible stomie 50 - 57 mm

³⁾ Ouverture stomie Ø 85 mm; ouverture possible stomie 60 - 70 mm

Accessoires Stomacare					
N° d'art.					
Couleur Gris/Argent	Hauteur	Ouverture stomie	Description d'article	Taille	Circ. ventre
360	15 cm	aucune	Stomacare HydroActive (bandage de natation)	S à XXXXL	voir tableau tailles
N° d'art.					
Couleur blanc	Couleur noir	Couleur Beige	Description d'article	Taille	
300	G300	-	Stomacare Protector	Universelle pour tous les bandages Stomacare	
390	G390	-	Stomacare BellyBag	universel	
-	-	MB-STOMA	Stomacare Bande adaptable	universel	

Basko
Healthcare


Stomacare



Bandages Stomacare

Passez la journée en toute sécurité

Les bandages Stomacare sont surtout utilisés après une opération afin de soutenir la paroi abdominale et de manière préventive contre la formation d'un prolapsus, entre autres lors d'efforts physiques élevés (sport, jardinage, etc.). Les bandages Stomacare sont conçus de bandes élastiques avec des renforts baleines garantissant un bon positionnement sans plis. Les bandages Stomacare se ferment facilement grâce à des bandes velcro. En fonction des besoins individuels, différents modèles sont disponibles. Tous les modèles peuvent être combinés et appliqués avec les systèmes de stomie usuels.



Indications

- Faiblesse paroi abdominale (ICD10: M79.19)
- Hernie dans la cicatrice et portée de stomie (ICD10: K43.9)
- Prolapsus (ICD10: K91.4)
- Entérostomie (ICD10: Z93.4)
 - Iléostomie (ICD10: Z93.2)
 - Colostomie (ICD10: Z93.3)
- Urostomie (ICD10: Z93.6)
 - Conduit iléal (ICD10: Z93.9)
 - Conduit du colon (ICD10: Z93.9)
 - Urétérocutanéostomie (ICD10: Z93.6)

Les modèles standards

Confection

En fonction des besoins individuels

Les bandages standards confectionnés sont dotés d'une ouverture de stomie intégrée et sont disponibles en différentes hauteurs. L'ouverture de stomie peut aussi être adaptée individuellement aux systèmes usuels. Pour déterminer le bon diamètre de l'ouverture, la taille d'anneau extérieure du système en question détermine l'ouverture.



Hauteur 10 cm Côté de l'ouverture stomie: universel

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm | Ø 72 mm

Couleurs:

Art. nr.:
308

Art. nr.:
B308

Art. nr.:
G308

Art. nr.:
309

Art. nr.:
B309

Art. nr.:
G309



Hauteur 15 cm Côté de l'ouverture stomie: universel

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm | Ø 72 mm | Ø 85 mm

Couleurs:

Art. nr.:
306

Art. nr.:
B306

Art. nr.:
G306

Art. nr.:
307

Art. nr.:
B307

Art. nr.:
G307

Art. nr.:
312

Art. nr.:
B312

Art. nr.:
G312



Hauteur 22,5 cm Côté de l'ouverture stomie: gauche ou droite

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm | Ø 72 mm | Ø 85 mm

Couleurs:

Art. nr.:
302

Art. nr.:
B302

Art. nr.:
G302

Art. nr.:
303

Art. nr.:
B303

Art. nr.:
G303

Art. nr.:
313

Art. nr.:
B313

Art. nr.:
G313



Les modèles standard

Semi-confection

Pour une modification individuelle de l'ouverture de stomie

Grâce aux bandages semi-préfabriqués, un positionnement individuel et une fixation de la taille de l'ouverture de stomie sont possibles. Un kit de finition s'y rattachant est fourni avec les bandages. L'application de l'ouverture de stomie et la finition sont réalisées par le bandagiste. Les bandages sont disponibles en différentes hauteurs.



Hauteur 10 cm Côté de l'ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement

Couleurs:

Art. nr.:
304

Art. nr.:
B304

Art. nr.:
G304



Hauteur 15 cm Côté de l'ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement

Couleurs:

Art. nr.:
305

Art. nr.:
B305

Art. nr.:
G305



Hauteur 22,5 cm Côté de l'ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement

Couleurs:

Art. nr.:
301

Art. nr.:
B301

Art. nr.:
G301



Les modèles EasyOpener

Le confort en changeant de sac de stomie

Les bandages EasyOpener ont une seconde fermeture spécialement intégrée juste sous l'ouverture de stomie et offrent un confort supplémentaire en changeant les sacs de stomie. Il n'est pas indispensable d'enlever tout le bandage. Ces modèles ont tous une hauteur de 15 cm et disposent d'une ouverture de stomie intégrée. Pour déterminer le bon diamètre de l'ouverture, la taille d'anneau extérieure du système en question détermine la taille.

Conseil : Vu que la fermeture spéciale ne peut supporter qu'un poids certain, ce bandage est déconseillé aux patients ayant une grande pression abdominale. Dans ce cas, un modèle standard sera conseillé.

Hauteur 15 cm Côté de l'ouverture stomie: gauche ou droite

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm Ø 72 mm Ø 85 mm

Couleurs:

Art. nr.:
306EO
Art. nr.:
B306EO
Art. nr.:
G306EO

Art. nr.:
307EO
Art. nr.:
B307EO
Art. nr.:
G307EO

Art. nr.:
312EO
Art. nr.:
B312EO
Art. nr.:
G312EO



Les modèles irrigation

Une bonne alternative

Les modèles irrigation sont des bandages confectionnés mais sans ouverture de stomie et sont parfaitement adaptable aux personnes ayant une stomie avec un système d'irrigation. Ce modèle fait 10 cm ou 15 cm de haut.

Hauteur 10 cm Pas d'ouverture de stomie

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Couleurs:

Art. nr.:
350

Art. nr.:
B350

Art. nr.:
G350



Hauteur 15 cm Pas d'ouverture de stomie


Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Couleurs:

Art. nr.:
311

Art. nr.:
B311

Art. nr.:
G311



Les modèles EasyCut

Modification individuelle et facile

Grâce à « l'EasyCut », il est possible d'appliquer vite et facilement sur place auprès d'un patient une ouverture de stomie dans le bandage. Pour les entreprises de soins à domicile il s'agit d'une variante de soins rapide et simple. En fonction des besoins individuels, la position, la forme et le diamètre peuvent être appliqués avec des ciseaux dans le bandage sans aucune autre finition. Le matériel ne s'effiloche pas et est assez rigide pour un soutien optimal.



Hauteur 10 cm Côté de l'ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:
327



Hauteur 15 cm Côté de l'ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:
327



Hauteur 22,5 cm Côté de l'ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:
328



Accessoires Stomacare

Stomacare HydroActive bandage

L'HydroActive est réalisé en néoprène respirant et a été développé comme bandage de natation spécial **et** afin d'être utilisé dans l'eau. Le bandage s'utilise sans problème dans l'eau douce et salée.

Hauteur 15 cm Pas d'ouverture de stomie

Maten: S à XXXXL (voir tableau de tailles)

Couleur: Art. nr.: 360



Belt accessories

Stomacare Protector

Pour les personnes portant des stomies et étant physiquement actives, le Protector offre une protection supplémentaire contre la pression et les impacts indésirables sur la stomie, par ex. en faisant du sport. Pendant la conduite en voiture aussi, on peut éviter la sensation de pression de la ceinture. Le Protector se fixe facilement à chaque modèle de bandage par un système de bande velcro.

Size: universel

Couleurs: Art. nr.: 300
Art. nr.: G300



Stomacare BellyBag

Le Bellybag offre un soutien supplémentaire au sac de stomie et garantit plus de confort, à savoir lors des activités physiques. Le BellyBag se fixe facilement à chaque modèle de bandage par un système de bande velcro.

Size: universel

Couleurs: Art. nr.: 390
Art. nr.: G390



Bande adaptable Stomacare

La bande adaptable Stomacare est un accessoire pratique pour déterminer la bonne taille chez les patients. Le bandage est doté de marquages montrant une taille progressive permettant de lire la bonne taille après la mesure de la circonférence du ventre.

Size: universel

Couleur: Art. nr.: MB-STOMA



Consignes de lavage

Les bandages Stomacare peuvent être lavés avec un détergent délicat et de l'eau chaude de maximum 40°C. Afin d'éviter les dommages aux matériaux pendant le lavage, il faut fermer avant le lavage toutes les bandes velcro et enlever les baleines du bandage.

