





# Triple Action

## Modèle 3B76 Sélection des composants

Limite de poids	Unilatérale	90 kg											
	Bilatérale	100 kg											
Configuration du booster													
		Sans Booster		Booster flexion plantaire		Booster dorsiflexion				Booster flexion plantaire et dorsiflexion			
Phase de marche où des déviations se produisent	Phase de stance initiale	NORMALE				ANORMALE				NORMALE		ANORMALE	
	Phase de stance finale	NORMALE				ANORMALE				ANORMALE			
Jambe	Universelle	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	Universelle			
Côté		Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.				
No. d'Art.	<b>3B76-A0</b>	<b>3B76-A1</b>		<b>3B76-A2</b>		<b>3B76-A2</b>		<b>3B76-A1</b>		<b>3B76-A3</b>			

## Options & Accessoires

### Options d'étriers



#### Étrier latéral

3B76-LATR-1 &  
3B76-LATL-1



#### Étrier médial

3B76-MEDR-1 &  
3B76-MEDL-1



#### Étrier en forme Y

3B76-Y-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.



#### Étrier droit

3B76-R-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.

### Accessoires

#### Kit d'outils de fabrication

3B00-FTK

Le kit d'outils de fabrication comprend des gabarits pour fabrication, un axe d'alignement, des vis de fixation et des clés.



#### Articulation libre Camber Axis

751-ATA



**Basko Healthcare**

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: [vente@basko.com](mailto:vente@basko.com) | Internet: [www.basko.com](http://www.basko.com)

[basko.com](http://basko.com)