





Triple Action

Modèle 3C76 Sélection des composants

Limite de poids	Unilatérale + Articulation libre	40 kg									
	Bilatérale	50 kg									
Configuration du booster	 Sans booster	 Booster flexion plantaire		 Booster dorsiflexion		 Booster flexion plantaire et dorsiflexion					
		ANORMALE		NORMALE		ANORMALE					
Phase de marche où des déviations se produisent	Phase de stance initiale	NORMALE		ANORMALE		NORMALE		ANORMALE			
	Phase de stance finale	NORMALE		ANORMALE		ANORMALE					
Jambe	Universelle	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	Universelle	
Côté		Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.		
No. d'Art.	3C76-A0	3C76-A1		3C76-A2		3C76-A2		3C76-A1		3C76-A3	

Options & Accessoires

Options d'étriers



Étrier latéral
3C76-LAT-1



Étrier médial
3C76-MEDR-1 &
3C76-MEDL-1



Étrier en forme Y
3C76-YLNG-1



Étrier droit
3C76-R-1

Accessoires

Kit d'outils de fabrication
3C00-FTK

Le kit d'outils de fabrication comprend des gabarits pour fabrication, un axe d'alignement, des vis de fixation et des clés.



Articulation libre Binky
814102



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com