



Mitchell Ponseti ist ein Markenname von MD Orthopaedics



FOLLOW US



Basko Healthcare

Deutschland | Österreich

Gasstraße 16, 22761 Hamburg | Cityport 11, Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

Tel.: +49 (0) 40 85 41 87-0 | E-Mail: verkauf@basko.com | Tel.: +43 (0) 1 2 83 53 30 | E-Mail: verkauf@basko.com

basko.com

8500750-DE / Stand: 12/2023

Mitchell Ponseti

Klumpfußversorgung bei Kindern



Basko
Healthcare

Mitchell Ponseti-Schienen

Abduktionsschienen nach Ponseti

Der Einsatz der Mitchell Ponseti-Abduktionsschiene erfolgt u.a. zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode. Die fertige Orthese besteht aus einer Ponseti-Abduktionsschiene, an deren Enden Mitchell Ponseti-AFO-Schuhe montiert sind. Mit der Anwendung der Orthese werden die Füße in der notwendigen Abduktionsstellung und im schulterbreiten Abstand gehalten. Damit wird die mit der Vorbehandlung erreichte Korrektur der Füße erhalten und einem Rezidiv entgegengewirkt. Es stehen 2 verschiedene Schienen-Modelle in unterschiedlichen Größen jeweils mit 10° oder 15° Dorsalextension zur Auswahl.

Mitchell Ponseti-Move Bar



Dank der innovativen Federtechnologie werden bei der Anwendung Bewegungen, wie z.B. Spielen, Strampeln oder Krabbeln, ermöglicht. Dabei wird eine aktive Dorsalflexion beibehalten. Zudem verfügt die Schiene über ein patentiertes "Quick Clip"-System für eine komfortable Handhabung.

Eigenschaften Mitchell Ponseti Move Bar

- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über das patentierte "Quick Clip"-System
- Dynamische Federtechnologie bringt die Füße des Kindes in Ruheposition zurück in die neutrale Position
- Eingravierte Breiten- und Winkelmaße
- Einstellbare Abduktion (0° bis 90°)
- Dorsalextension in 10° oder 15°

Indikationen

- Pes equinovarus congenitus

Zubehör

- Die weichen Schienenpolster bieten Schutz und Komfort und sind in den Größen klein (13 cm) und groß (20 cm) in den Farben Dunkelblau, Hellblau und Rosa erhältlich.



Ponseti-Abduction Bar



Die Schiene lässt sich mit Hilfe des patentierten „Quick Clip“-Systems einfach am Mitchell-Schuh befestigen und wieder abnehmen. Damit wird die Handhabung zum Beispiel beim Kleidungswechsel oder Hineinsetzen in einen Kinder-Hochstuhl oder Einkaufswagen wesentlich erleichtert.

Eigenschaften Ponseti Abduction Bar

- Einstellbare Schienenbreite
- Schnelles Anbringen/Lösen der Schiene über das patentierte "Quick Clip"-System
- Einstellbare Abduktion (-20° bis +90°), Voreinstellung 60°
- Dorsalextension in 10° oder 15°



Weitere Informationen zu den Mitchell Ponseti-Schienen finden Sie über diesen Link:

Mitchell Ponseti-Schuhe

AFO-Schuhe nach Ponseti

Der Einsatz der Mitchell Ponseti-AFO-Schuhe erfolgt zur Behandlung eines Klumpfußes nach der Ponseti-Methode. Die fertige Orthese besteht aus einer Ponseti-Abduktionsschiene, an deren Enden die Mitchell Ponseti-AFO-Schuhe montiert werden. Das patentierte System besteht aus einer festen Sohle, einem weichen Gummipolster für Komfort und Nachgiebigkeit sowie aus weichem Kunstleder und weichen Lederriemen. Die Position der Ferse ist durch zwei Löcher auf der Rückseite der Schuhe leicht zu erkennen. Es stehen 4 verschiedene AFO-Schuh-Modelle zur Verfügung.



Eigenschaften Standard-AFO

- Patentiertes, hochwertiges Schuh-System
- Weiches Gummipolster für Komfort und Nachgiebigkeit
- Weiche Lederriemen und weiches Kunstleder
- Offene Ferse mit 2 Löchern
- Einfaches Fixieren und Lösen des Schuhs
- Voreingestellte Dorsalflexion

Eigenschaften Toe Stilt-AFO

- Zusätzlich zur Standard-AFO
- 10 Grad-Keil an der Vorderseite des Schuhs

Eigenschaften Plantar Flexion Stop-AFO

- Zusätzlich zur Standard-AFO
- Plantarflexionsstopp zur Begrenzung der Bewegung
 - Entwickelt für Kinder mit hyperflexiblen Füßen

Eigenschaften Plantar Flexion Stop & Toe Stilt-AFO

- Zusätzlich zur Standard-AFO
- Plantarflexionsstopp zur Begrenzung der Bewegung
 - 10 Grad-Keil an der Vorderseite des Schuhs
 - Entwickelt für Kinder mit hyperflexiblen Füßen



Weitere Informationen zu den Mitchell Ponseti-AFO-Schuhen finden Sie über diesen Link: