







allard|AFO

CoverKIT™ 2.0



| Item No. | Size | Calf Circumference |
|------------|---------|----------------------------------|
| 28765 0010 | X-Small | 31 - 34 cm (12 3/16 – 13 3/8 in) |
| 28765 0011 | Small | 34 - 37 cm (13 3/8 – 14 9/16 in) |
| 28765 0012 | Medium | 37 - 41 cm (14 9/16 – 16 1/8 in) |
| 28765 0013 | Large | 41 - 46 cm (16 1/8 – 18 1/8 in) |
| 28765 0014 | X-Large | 46 - 51 cm (18 1/8 – 20 1/16 in) |



ENG Intended Use: The sleeve is intended to be worn together with a ToeOFF®2.0 or BlueROCKER®2.0 as an interface that protects the skin and at the same time keeps the brace in position. If needed the original straps, supplied with the brace, can be worn together with the sleeve. The vertical pads can be used to offload the tibia crest if needed.

SE Avsedd användning: Produkten är avsedd att användas tillsammans med en ToeOFF®2.0 eller BlueROCKER®2.0 som en polstring för att skydda huden och samtidigt hålla ortosen på plats. Om det är nödvändigt kan ortosens originalband användas. Neoprenestavarna kan vid behov användas för att avlasta tibiakammen.

DK Anvendelse: Produktet er beregnet til at bruge med en ToeOFF®2.0 eller BlueROCKER®2.0 som polstring for at beskytte huden og samtidig holde ortosen på plads. Hvis det er nødvendigt kan ortosens originalbånd også anvendes. Neoprenstavene kan bruges ved behov for at aflaste tibiakammen.

NO Bruksområde: Produktet er beregnet til bruk sammen med en ToeOFF®2.0 eller BlueROCKER®2.0 som en polstring for å beskytte huden og samtidig holde ortosen på plass. Om det er nødvendig kan ortosens originalbånd brukes. Neoprenstavene kan ved behov brukes for å avlaste tibiakammen.

FI Käyttötarkoitus: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ToeOFF®2.0- tai BlueROCKER®2.0-ortoosin kanssa ihoa suojaavana pehmusteena sekä ortoosin pysymiseksi paikallaan. Tarvittaessa voidaan myös ortoosin mukana toimitettavia kiinnitysnauhvoja käyttää. Neopreeniliuskoja voidaan käyttää tarvittaessa tibiakammion rasituksen vähentämiseksi.

DE Verwendungszweck: Der Strumpf wird zusammen mit einer ToeOFF®2.0 oder BlueROCKER®2.0 verwendet, um die Haut zu schützen und gleichzeitig die Orthese in Position zu halten. Bei Bedarf können die Originalbänder, die mit der Orthese geliefert werden, zusammen mit dem Strumpf getragen werden. Die vertikalen Schienbeinpolster können - wenn nötig - verwendet werden, um die Schienbeinkante zu entlasten.

NL Beoogd gebruik: De kous dient als interface gedragen te worden met een ToeOFF®2.0 of BlueROCKER®2.0 om de huid te beschermen en tegelijkertijd de orthese in positie te houden. Indien nodig kunnen de oorspronkelijk met de orthese meegeleverde banden, samen met de kous worden gedragen. De verticale tibia strips kunnen indien nodig gebruikt worden om de tibia kam te ontlasten.

IT Utilizzo previsto: Questo "manicotto" è stato ideato per essere portato sia con un tutore tipo ToeOFF®2.0 che con un tutore tipo BlueROCKER®2.0. La sua utilità è quella da fungere contemporaneamente sia come interfaccia che nel mantenere il tutore più a contatto con la gamba del paziente aumentandone la sua "performance" funzionale. L'utilizzo del manicotto non esclude l'utilizzo dei cinturini di chiusura forniti con il tutore. Le imbottiture verticali, anche in presenza del manicotto, possono essere utilizzate al fine di "scaricare" la cresta tibiale.

SP Uso previsto: La funda está diseñada para usarse junto con un ToeOFF®2.0 o BlueROCKER®2.0 como interfaz que protege la piel y al mismo tiempo mantiene la órtesis en su posición. Si es necesario, las correas originales, suministradas con la órtesis, se pueden usar junto con la funda. Si se precisa las almohadillas verticales se pueden utilizar para descargar la cresta de la tibia.

FR Utilisation: Le manchon est destiné à être porté avec un ToeOFF®2.0 ou un BlueROCKER®2.0 pour protéger la peau tout en maintenant l'attelle en place. Si nécessaire, les sangles d'origine, fournies avec les ToeOFF®2.0 ou un BlueROCKER®2.0, peuvent être portées avec le manchon. Les protections verticales peuvent être utilisés pour soulager la crête tibiale si nécessaire.



Machine wash warm, dry flat. Do NOT dry clean, bleach, tumble dry, or iron.

