


# Triple Action

## Model 3A76 Component selectie

Gewichts- limiet	Unilateraal (of met meeloper)	100 kg															
	Bilateraal	110 kg															
Booster configu- ratie						PF								PF			
		Geen Booster				Dorsale Booster				Geen Booster				Dorsale Booster			
Loopfase waarin afwijkingen zich voordoen	Early Stance Phase	NORMAAL				AFWIJKEND				NORMAAL				AFWIJKEND			
	Late Stance Phase					NORMAAL				AFWIJKEND							
Been	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	
Zijde	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	
Art. nr.:	3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		

## Opties & Accessoires

### Voetbeugel opties



#### Laterale voetbeugel

3A76-LATR-1 &  
3A76-LATL-1

Voor verwerking in  
polypropyleen.



#### Mediale voetbeugel

3A76-MEDR-1 &  
3A76-MEDL-1

Voor verwerking in  
polypropyleen.



#### Y-voetbeugel

3A76-YR-1 &  
3A76-YL-1

Extra gehard voor verwerking  
in prepreg of giethars.



#### Rechte voetbeugel

3A76-R-1

Extra gehard voor verwerking  
in prepreg of giethars.

### Accessoires

#### Fabricage gereedschapset

3A00-FTK

De fabricage gereedschapset  
bevat fabricagedummies,  
uitlijningsas, bevestigings-  
materiaal en sleutels.



#### Camber Axis meeloper

751-ATA

Voor verwerking in  
polypropyleen, prepreg of  
giethars.



**Basko** Healthcare

Pieter Liefthartweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com