

Triple Action

Modèle 3A76 Sélection des composants

Limite de poids	Unilatérale (ou avec art. libre)	100 kg															
	Bilatérale	110 kg															
Configuration du booster																	
	Sans booster				Booster dorsal				Sans booster				Booster dorsal				
Phase de marche où des déviations se produisent	NORMALE				ANORMALE				NORMALE				ANORMALE				
	NORMALE				NORMALE				ANORMALE				ANORMALE				
Jambe	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	
Côté	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	
No. d'Art.	3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		3A76-A1		3A76-A0		3A76-A3		3A76-A2		

Options & Accessoires

Options d'étriers



Étrier latéral

3A76-LATR-1 &
3A76-LATL-1

Pour le traitement en polypropylène.



Étrier médial

3A76-MEDR-1 &
3A76-MEDL-1

Pour le traitement en polypropylène.



Étrier en Y

3A76-YR-1 &
3A76-YL-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.



Étrier droit

3A76-R-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.

Accessoires

Kit d'outils de fabrication

3A00-FTK

Le kit d'outils de fabrication comprend des gabarits pour fabrication, un axe d'alignement, des vis de fixation et des clés.



Articulation libre Camber Axis

751-ATA

Pour le traitement en polypropylène, préimprégné ou en résine de coulée.



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com