




Triple Action

Model 3B76 Component selectie

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------------|--------|--|-------|-----------------------------|--------|----------------|--|-----------|--|
| Gewichts- limiet | Unilateraal (of met meeloper) | 90 kg | | | | | | | | | | | |
| | Bilateraal | 100 kg | | | | | | | | | | | |
| Booster configu- ratie |  |  | | PF | |  | | DF | | | | | |
| | Geen Booster | Dorsale Booster | | | | Ventrale Booster | | Dorsale- & ventrale Booster | | | | | |
| Loopfase waarin afwijkingen zich voordoen | Early Stance Phase | NORMAAL | | | | AFWIJKEND | | | | NORMAAL | | AFWIJKEND | |
| | Late Stance Phase | NORMAAL | | | | AFWIJKEND | | | | AFWIJKEND | | AFWIJKEND | |
| Been | Universeel | Rechts | Links | Links | Rechts | Rechts | Links | Links | Rechts | Universeel | | | |
| Zijde | | Lat. | Med. | Lat. | Med. | Lat. | Med. | Lat. | Med. | | | | |
| Art. nr.: | 3B76-A0 | 3B76-A1 | | 3B76-A2 | | 3B76-A2 | | 3B76-A1 | | 3B76-A3 | | | |

Opties & Accessoires

Voetbeugel opties



Laterale voetbeugel

3B76-LATR-1 &
3B76-LATL-1

Voor verwerking in
polypropyleen.



Mediale voetbeugel

3B76-MEDR-1 &
3B76-MEDL-1

Voor verwerking in
polypropyleen.



Y-voetbeugel

3B76-Y-1

Extra gehard voor verwerking
in prepreg of giethars.



Rechte voetbeugel

3B76-R-1

Extra gehard voor verwerking
in prepreg of giethars.

Accessoires

Fabricage gereedschapset

3B00-FTK


De fabricage gereedschapset
bevat fabricagedummies,
uitlijningsas, bevestigings-
materiaal en sleutels.



Camber Axis meeloper

751-ATA

Voor verwerking in
polypropyleen, prepreg of
giethars.



Basko Healthcare

Pieter Liefthartweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com