





# Triple Action

## Model 3C76 Component selectie

Gewichts- limiet	Unilateraal + meeloper	40 kg															
	Bilateraal	50 kg															
Booster configuratie		PF				DF				PF & DF							
																	
		Geen Booster				Dorsale Booster				Ventrale Booster				Dorsale- & ventrale Booster			
Loopfase waarin afwijkingen zich voordoen	Early Stance Phase	NORMAAL				AFWIJKEND				NORMAAL				AFWIJKEND			
	Late Stance Phase	NORMAAL				AFWIJKEND				AFWIJKEND				AFWIJKEND			
Been	Universeel	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Rechts	Universeel							
Zijde		Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.	Lat.	Med.				
Art. nr.:	<b>3C76-A0</b>	<b>3C76-A1</b>		<b>3C76-A2</b>		<b>3C76-A2</b>		<b>3C76-A1</b>		<b>3C76-A3</b>							

## Opties & Accessoires

### Voetbeugel opties



**Laterale voetbeugel**  
3C76-LAT-1

Voor verwerking in polypropyleen.



**Mediale voetbeugel**  
3C76-MEDR-1 &  
3C76-MEDL-1

Voor verwerking in polypropyleen.



**Y-voetbeugel**  
3C76-YLNG-1

Voor verwerking in polypropyleen.




**Rechte voetbeugel**  
3C76-R-1

Voor verwerking in polypropyleen.

### Accessoires

**Fabricage gereedschapset**  
3C00-FTK

De fabricage gereedschapset bevat fabricagedummies, uitlijningsas, bevestigingsmateriaal en sleutels.



**Binky meeloper**  
814102

Voor verwerking in polypropyleen.



**Basko Healthcare**

Pieter Liefthoutweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

[basko.com](http://basko.com)