

H.E.K.O. knie orthese

Beoogd gebruik: voor het controleren van hyperextensie van de knie

Functionele beperking volgens ICF

Gewricht beweeglijkheid

Gewricht stabiliteit

Spierkracht

Spiertonus

Bewegingspatroon tijdens lopen



COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

H.E.K.O. knie orthese

De H.E.K.O. knie orthese wordt ingezet om hyperextensie van de knie bij kinderen te voorkomen. Door het gebruik van de H.E.K.O. orthese wordt de restfunctionaliteit van het been niet beperkt..

Indicatie

- Genu recurvatum (ICD10: M21.86)

Productfunctie

- Kniescharnier extensiestop traploos instelbaar van 0° tot 30°

Voordeel bij het bereiken van het therapeutisch doel

- Pijnreductie
- Controleren van de knie hyperextensie
- Stabiliseren van de knie in het saggitale vlak

Bestelinformatie

- Voor het bestellen van een maatwerk knie orthese dient u gebruik te maken van het bestelformulier.
- Levertijd: ca. 3 tot 4 weken.



Kenmerken

- Maatwerk orthese
- Geen gipsafdruk vereist
- Kniescharnieren met 2 ongekoppelde draaipunten
- Traploos instelbare extensie stop van 0° tot 30°
- 3 klittenbandsluitingen voor gemakkelijk om en af doen
- Patiënten gewichtslimiet: 45 kg
- Gewicht: ca. 110 gram
- Materiaal: stangen: rvs; scharnieren: aluminium; Schalen: polypropyleen, voering: polyethyleen
- Kleuren: diverse kleurrijke ontwerpen om uit te kiezen



H.E.K.O. kniescharnierstangen

De H.E.K.O. kniescharnierstangen zijn ook per paar als aparte componenten verkrijgbaar in 2 maten.

Kenmerken

- Traploos instelbare extensie stop van 0° tot 30°

Maattabel voor de H.E.K.O. kniegewricht scharnieren

Art. nr.	Eenheid	Maat	Gewichtslimiet
SSHEKOSM	Paar	small	0 tot 22 kg
SSHEKOLG	Paar	large	22 tot 45 kg