

**Basko**  
Healthcare



Cluby**care** Schoenen



[basko.com](http://basko.com)

## Clubycare Schoenen

De Clubycare schoentjes zijn van zacht nappa leder gemaakt, bieden een hoog draagcomfort en zijn speciaal ontworpen voor een behandelmethode volgens Dr. Ponseti. Hierbij dienen de schoentjes gemonteerd te worden op de voetplaten van de P.E.A.care spalk.

### Kenmerken

- Leverbaar met veter- of klittenbandsluiting
- Hielversterking en voering
- Open hiel
- Open teen
- Levering: **per stuk**
- Langer hielriempje (ingestikt en versterkt, niet rekbaar)
- Combineerbaar met P.E.A.care spalken
- Materiaal: nappa leder; zool: rubber; veter: katoen; voering: EVA-kunststof

### Indicaties

- Arthrogryposis multiplex congenita (ICD10: Q74.3)
- Pes equinovarus congenitus (ICD10: Q66.0)



### Maattabel - Clubycare schoenen

Art. nr. links met veters	Art. nr. rechts met veters	Art. nr. links met klitteband	Art. nr. rechts met klitteband	Maat	Schoenlengte	Voetbreedte
BA905L-12	BA905R-12	BA908L-12	BA908R-12	12	72 mm	40 mm
BA905L-13	BA905R-13	BA908L-13	BA908R-13	13	79 mm	42 mm
BA905L-14	BA905R-14	BA908L-14	BA908R-14	14	85 mm	43 mm
BA905L-15	BA905R-15	BA908L-15	BA908R-15	15	92 mm	45 mm
BA905L-16	BA905R-16	BA908L-16	BA908R-16	16	98 mm	46 mm
BA905L-17	BA905R-17	BA908L-17	BA908R-17	17	107 mm	47 mm
BA905L-18	BA905R-18	BA908L-18	BA908R-18	18	113 mm	48 mm
BA905L-19	BA905R-19	BA908L-19	BA908R-19	19	120 mm	50 mm
BA905L-20	BA905R-20	BA908L-20	BA908R-20	20	126 mm	51 mm
BA905L-21	BA905R-21	BA908L-21	BA908R-21	21	133 mm	52 mm
BA905L-22	BA905R-22	BA908L-22	BA908R-22	22	139 mm	54 mm
BA905L-23	BA905R-23	BA908L-23	BA908R-23	23	146 mm	55 mm
BA905L-24	BA905R-24	BA908L-24	BA908R-24	24	152 mm	56 mm
BA905L-25	BA905R-25	BA908L-25	BA908R-25	25	159 mm	58 mm
BA905L-26	BA905R-26	BA908L-26	BA908R-26	26	166 mm	59 mm
BA905L-27	BA905R-27	BA908L-27	BA908R-27	27	172 mm	60 mm
BA905L-28	BA905R-28	BA908L-28	BA908R-28	28	179 mm	62 mm
BA905L-29	BA905R-29	BA908L-29	BA908R-29	29	185 mm	63 mm
BA905L-30	BA905R-30	BA908L-30	BA908R-30	30	192 mm	64 mm

Levering is uitsluitend per stuk. Een essentiële functie van de Clubycare schoen is het hielriempje, dat ervoor zorgt dat de hiel correct tegen de contrefort van de schoen geplaatst is. Daarom dient er rekening gehouden te worden met voldoende groeireserve (max. 15 mm).