





Triple Action

Modèle 3B76 Sélection des composants

Limite de poids	Unilatérale (ou avec art. libre)	90 kg								
	Bilatérale	100 kg								
Configuration du booster		FP				DF				FP & DF
										
Phase de marche où des déviations se produisent	Phase de stance initiale	NORMALE				ANORMALE				ANORMALE
	Phase de stance finale	NORMALE				ANORMALE				
Jambe	Universelle	droite	gauche	gauche	droite	droite	gauche	gauche	droite	Universelle
Côté		Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	Lat.	Méd.	
No. d'Art.	3B76-A0	3B76-A1		3B76-A2		3B76-A2		3B76-A1		3B76-A3

Options & Accessoires

Options d'étriers



Étrier latéral

3B76-LATR-1 &
3B76-LATL-1

Pour le traitement en polypropylène.



Étrier médial

3B76-MEDR-1 &
3B76-MEDL-1

Pour le traitement en polypropylène.



Étrier en Y

3B76-Y-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.



Étrier droit

3B76-R-1

Trempé pour le traitement en préimprégné ou en résine de coulée.

Accessoires

Kit d'outils de fabrication

3B00-FTK

Le kit d'outils de fabrication comprend des gabarits pour fabrication, un axe d'alignement, des vis de fixation et des clés.



Articulation libre Camber Axis

751-ATA

Pour le traitement en polypropylène, préimprégné ou en résine de coulée.



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: vente@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com