



Boston Brace

Scanprotocol



Boston Brace

Scanprotocol

1. De patiënt moet staand worden gescand. Als de patiënt een beenlengteverschil heeft, dient u dit te compenseren middels een wig onder de kortste zijde om het bekken uit te lijnen.
2. De patiënt moet een Boston T-shirt of stockinette dragen.
3. Bepaal de taille door een stockinette of koord rond de taille (enigszins strak) te trekken zoals te zien is op de onderstaande afbeelding. De stockinette/koord is van achter naar voren om de taille gewikkeld en vervolgens rond de bovenbenen en aan de voorkant vastgebonden zoals afgebeeld op foto (fig. 4). De scan wordt gemaakt met de armen van de patiënten enigszins gespreid zoals afgebeeld op de foto (fig. 5) of met een afsteuning voor de armen indien beschikbaar.



Fig. 4




Fig. 5

4. Markeer de oriëntatiepunten of eventuele botachtige prominenties indien mogelijk of maak zo nodig een foto.
5. Bepaal de afmetingen bij de patiënt van de trochanter, A.S.I.S., taille, onderste rib, xyphoid, oksel en de M/L en A/P omtrek. Eerste patiënten voor evaluatiedoeleinden.
6. Scan de patiënt en sla het bestand op en e-mail dit naar verkoop@basko.com.
7. Een kopie van de röntgenfoto's van de patiënt zijn vereist bij de bestelling van een volledig afgewerkte module inclusief pelottes.

Selecteer product: Boston Brace Custom Module (art. nr: BOSTON SPEC.)
 Boston Brace Custom Brace Finished (art. nr.: COS-BB)

Boston Overlap Brace
 Boston Soft Body Jacket
 Boston Lite

Contactgegevens


Firma:
 Aanspreekpartner:
 Straat:
 Plaats: PC:

Telefoon:
 Telefax:
 E-mail:
 Klant nr:

Patiëntinformatie


ID-nummer:
 Diagnose:

Man Vrouw
 Lengte: cm Leeftijd:



Lordosis: 0° 15° 30°
 Gewenst motief:
 (z.o.z.)
(n.v.t. voor Overlap Brace, Soft Body Jacket en Boston Lite)


Opmerkingen:




Opgelet: Formulieren die niet volledig zijn ingevuld kunnen niet in behandeling worden genomen!

Boston Brace motief overzicht


(niet mogelijk i.c.m. Boston Overlap Brace, Boston Soft Body Jacket en Boston Lite)




1 | Tornado




2 | Dark Sky




3 | Blue



4 | Beige



5 | Ocean




6 | Military Camo




7 | Denim



8 | Fly & Drive




9 | Carbon Braid



10 | Light Pink




11 | Starlight



12 | Zebra




13 | Football Blue




14 | Lava



15 | Butterfly II




16 | Ice Age



17 | Tattoo



18 | Caribbean



19 | Dalmation




20 | Green Dinos



21 | Green Football



22 | Green Frogs



23 | Leopard