

Stretch UP kous



Basko
Healthcare

Stretch UP kous

De Stretch UP kous wordt gebruikt voor de behandeling van ontstekingen en pijnlijke aandoeningen aan het hielbeen. In veel gevallen is de oorzaak een bindweefselverkleving in de Aponeurosis Plantaris (pees-spierplaat, welke begint bij de hiel en onder de gehele voetzool doorloopt) en wordt ook wel Fasciitis Plantaris genoemd. De symptomen van Fasciitis Plantaris kunnen zich openbaren met of zonder hielspoor. De kous zorgt er voor dat de bindweefselverkleving in de Aponeurosis Plantaris onder de voetzool en in de Achillespees langdurig gerekt worden met een lage rekspanning.

Indicaties

- Hielspoor (ICD10: M77.3)
- Fasciitis plantaris (ICD10: M72.2)

Contra-indicaties


- Bloedsomloopstoornissen (ICD10: I95)
- Diabetes (ICD10: E10-E14)
- Huidproblemen (huidirritatie) (ICD10: L80)
- Matig tot ernstige oedeem (ICD10: R60)
- Open wonden rond enkel/voet (ICD10: S91)
- Open wonden aan onderbeen (ICD10: S81)
- Ernstige zwellingen
- Zwangerschap

Kenmerken

- Enkel blijft beweegbaar tegen elastische weerstand
- Gestrekte tenen bespoedigen de genezing ("Windlass" effect)
- Soepel strekken van de achillespees en de fascia plantaris
- Voorkomen van symptomatische klachten tijdens het opstaan
- Draagtijd: 's nachts ter genezing met de fasciitis plantaris in gestrekte toestand
- Eenvoudig in gebruik
- Kleur: zwart
- Materiaal: 100% Spandex (Elasthaan)

Maattabel

Artikelnummer	Maat	Kuitomvang
34108-S	small	< 20 cm
34108-M	medium	20 – 40 cm
34108-L	large	> 40 cm



Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com