

Basko
Healthcare

Boston Scoliosis Night Brace



basko.com

Boston Scoliosis Night Brace

De Night Brace wordt voor de behandeling van progressieve scoliose tussen 25° en 35° ingezet en zorgt voor een over-correctie van de primaire kromming. Daar het werkingsprincipe is gebaseerd op het „Charleston Bending Brace“-principe, wordt de Night Brace voornamelijk in de nacht gedragen.

Indicaties

- Idiopathische scoliose

Kenmerken

- Uitneembare voering
- Goede reiniging van de onderdelen mogelijk
- Overlappende voering voorkomt druk van de randen
- Optimale aanpassingsmogelijkheden
- Maatwerk geleverd door Basko Healthcare
- Materiaal: orthese: polypropyleen;
Voering: 2-laags polyethyleenschuim
- Kleur /design: zie maatwerkformulier

Verzorgingsrichtlijnen

- Scoliose hoek 25° tot 35°
- Risser 0 tot 3
- Inzetbaar tot Apex T9
- Draagduur: 7 tot 8 uur per nacht

Bestelling/vereisten voor productie

Bij interesse voor een individuele Night Brace maatwerk orthese dient u het separate maatwerkformulier te gebruiken en altijd een röntgenfoto of MRI met het formulier mee te zenden. Gelieve de bijlagen digitaal te sturen aan verkoop@basko.com.

Levertijd vanaf ontvangst bestelling is ca. 3 tot 4 weken.

