



**Camp heupabductie**  
orthese voor kinderen

# Camp heupabductie orthese voor kinderen

De heupabductie orthese wordt voor het narijpen van de heup bij heupdysplasie en na gereponeerde heupluxatie bij zuigelingen ingezet. De orthese fixeert het heupgewricht in 90° flexiestelling en een 60° abductiehoek.

## Indicaties

- Heupdysplasie (ICD10: Q65.8)
- Heupgewricht luxatie (ICD10: S73.00)
- Heupgewricht subluxatie (ICD10: T14.3)

## Productfuncties

- Verminderen van de bewegingsuitslag
- De dijbeentjes worden in een dusdanige positie geplaatst waardoor het caput femur in het acetabulum blijft zitten waardoor ongewenste bewegingsuitslagen en daarmee een heup(sub)luxatie voorkomen kan worden

## Kenmerken

- Borstband voorzien van een klittenbandsluiting
- In de breedte verstelbare heupscharnieren
- Dijbeenmanchetten voorzien van klittenbandsluitingen.
- Dijbeenmanchetten met foam gepolsterd.
- Materiaal: rugdeel uit kunststof met polyethyleen foam gevoerd
- Kleur: wit



## Maattabel

Artikelnummer	Spreidbreedte
2901	12 - 16 cm
2902	16 - 23 cm
2903	18 - 26 cm
2904	23 - 34 cm
2905	30 - 43 cm