

MultiStatic

Correctie scharnieren



FOLLOW US



Basko Healthcare

Pieter Lief tinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com

basko.com

MS-9901 / Stand: 04/2023

Basko
Healthcare


MultiStatic

Correctie scharnieren

Het MultiStatic correctiescharnier biedt een snelle en adequate statische verzorging van contracturen - voornamelijk als gevolg van orthopedische aandoeningen - volgens het HLBS principe*. De hoekinstelling van het scharnier gebeurt via een excentrische as. Het orthosescharnier kan zowel voor kinderen als volwassenen worden ingezet.

* HLBS = High Load Brief Stretch

Beoogd gebruik: statische behandeling van corrigeerbare contracturen



Voordelen bij realisatie van therapiedoelstellingen

- Verbeteren van de Range of Motion (R.O.M.) van het gewricht
- Ondersteuning bieden aan het gewricht

Productfunctie

- Traploos instelbare flexie- of extensiestand van het scharnier

Het MultiStatic contractuur scharnier is geschikt voor de statische behandeling van contracturen die een neurologische of orthopedische oorsprong hebben.

Neurologische indicaties

- Apoplexie (CVA)
- Cerebrale parese
- Craniocerebraal trauma
- Dystrofie
- Multiple sclerose
- Status na dwarslaesie
- Spina Bifida

Orthopedische indicaties

- Amputatie
- Fracturen
- Status na ligament ruptuur
- Status na gewrichtsoperatie

Contra indicaties

- Structurele contracturen als:
 - Ankylose
 - Fibrose
 - Ossificatie
- Deformatie van spieren en botten
- Slecht functionerende bloedcirculatie

Eigenschappen

- Eenvoudige hoekinstelling door optimaal gepositioneerde scharnieras
- Toepasbaar in flexie of extensie
- Bewegingsuitslag van +120° tot -120°
- Scharnier- en asdeel gehard
- Geïntegreerde stangen
- Materiaal: RVS

Maattabel – MultiStatic Correctie scharnieren

Art. nr.	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Ø Scharnierkop
MS02B-09	stuk	X-small	universeel	100 mm	9 mm	6,5 mm	14 g	11 mm
MS03B-12	stuk	small	universeel	400 mm	12 mm	8,5 mm	83 g	19 mm
MS04B-16	stuk	medium	universeel	400 mm	16 mm	9,5 mm	121 g	25 mm
MS05B-19	stuk	large	universeel	400 mm	19 mm	10,5 mm	151 g	30 mm


Accessoires

MultiStatic uitlijnunit

Deze uitlijnunit vergemakkelijkt de productie van de orthese en is een handig en hoogwaardig stuk gereedschap dat meerdere keren gebruikt kan worden voor de juiste uitlijning van de MultiStatic scharnieren op het gipspositief.

Maattabel – Uitlijnunit

Artikelnummer	Eenheid	Beschrijving
AK-100	stuk	T-Bar
AK-103	set	Uitlijn unit




FreeMotion

Vrij beweeglijk scharnier

Dit éénassige scharnier is ideaal inzetbaar als vrij beweeglijke meeloper in combinatie met een MultiStatic correctie scharnier.

Eigenschappen

- Configuraties:
 - Proximaal en distaal modulaire stangadapter ⁽¹⁾
 - Proximale stangadapter, distaal met T-Bar ⁽²⁾
 - Proximale geïntegreerde stang, distaal met T-Bar ⁽³⁾
 - Proximaal en distaal geïntegreerde stangen ⁽⁴⁾
- Bewegingsuitslag: +120° tot -120°
- Materiaal: RVS



Maattabel – FreeMotion Vrij beweeglijk scharnier

Nr.:	Artikelnummer	Eenheid	Maat	Zijde	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Ø Scharnierkop	Offset T-Bar	↑ As tot ↓ onderzijde
1	FM03M-12	stuk	small	universeel	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	stuk	small	universeel	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03B-12	stuk	small	universeel	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
4	FM03BT-12	stuk	small	universeel	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
1	FM04M-16	stuk	medium	universeel	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
2	FM04MT-16	stuk	medium	universeel	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
3	FM04B-16	stuk	medium	universeel	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm
4	FM04BT-16	stuk	medium	universeel	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm