

Clubycare schoenen

De Clubycare schoentjes zijn gemaakt van zacht leder en bieden een zeer hoog draagcomfort. De zolen van de schoentjes worden eenvoudig met schroeven op de voetplaten van de P.E.A.care spalk gemonteerd. Deze schroeven worden met de P.E.A.care spalk meegeleverd. Er zijn twee uitvoeringen - met vetersluiting en met klittenbandsluiting - in verschillende maten verkrijgbaar.



Kenmerken

- Leverbaar met veter- of klittenbandsluiting
- Hielversterking en voering
- Open hiel
- Open teen
- Levering: per stuk
- Langer hielriempje (ingestikt en versterkt, niet rekbaar)
- Combineerbaar met P.E.A.care spalken
- Materiaal: nappa leder; zool: rubber; veter: katoen; voering: EVA-kunststof

Maattabel - Clubycare schoenen

Art. nr. links met veters	Art. nr. rechts met veters	Art. nr. links met klitteband	Art. nr. rechts met klitteband	Maat	Schoenlengte	Voetbreedte
BA905L-12	BA905R-12	BA908L-12	BA908R-12	12	72 mm	40 mm
BA905L-13	BA905R-13	BA908L-13	BA908R-13	13	79 mm	42 mm
BA905L-14	BA905R-14	BA908L-14	BA908R-14	14	85 mm	43 mm
BA905L-15	BA905R-15	BA908L-15	BA908R-15	15	92 mm	45 mm
BA905L-16	BA905R-16	BA908L-16	BA908R-16	16	98 mm	46 mm
BA905L-17	BA905R-17	BA908L-17	BA908R-17	17	107 mm	47 mm
BA905L-18	BA905R-18	BA908L-18	BA908R-18	18	113 mm	48 mm
BA905L-19	BA905R-19	BA908L-19	BA908R-19	19	120 mm	50 mm
BA905L-20	BA905R-20	BA908L-20	BA908R-20	20	126 mm	51 mm
BA905L-21	BA905R-21	BA908L-21	BA908R-21	21	133 mm	52 mm
BA905L-22	BA905R-22	BA908L-22	BA908R-22	22	139 mm	54 mm
BA905L-23	BA905R-23	BA908L-23	BA908R-23	23	146 mm	55 mm
BA905L-24	BA905R-24	BA908L-24	BA908R-24	24	152 mm	56 mm
BA905L-25	BA905R-25	BA908L-25	BA908R-25	25	159 mm	58 mm
BA905L-26	BA905R-26	BA908L-26	BA908R-26	26	166 mm	59 mm
BA905L-27	BA905R-27	BA908L-27	BA908R-27	27	172 mm	60 mm
BA905L-28	BA905R-28	BA908L-28	BA908R-28	28	179 mm	62 mm
BA905L-29	BA905R-29	BA908L-29	BA908R-29	29	185 mm	63 mm
BA905L-30	BA905R-30	BA908L-30	BA908R-30	30	192 mm	64 mm

Levering is uitsluitend per stuk. Een essentiële functie van de Clubycare schoen is het hielriempje, dat ervoor zorgt dat de hiel correct tegen de contrefort van de schoen geplaatst is. Daarom dient er rekening gehouden te worden met voldoende groeireserve (max. 15 mm).

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com

Basko
Healthcare

Klompvoetverzorging voor kinderen



P.E.A.care spalk en
Clubycare schoenen

basko.com

Voor de verzorging van baby's en peuters met klompvoetjes biedt Basko Healthcare o.a. orthesencomponenten aan als de P.E.A.care spalk en Clubycare schoenen. Deze combinatie wordt in het bijzonder ingezet bij de behandeling volgens de Dr. Ponseti methode.

Indicatie

- Pes equinovarus (klompvoet) (ICD10: Q66.8/ M21.57)

P.E.A.care orthese

De bijzondere functies, het design en voornamelijk het lichtgewicht van de P.E.A.care spalken vormen de belangrijkste argumenten voor een verzorging met één van deze componenten. Er kan gekozen worden uit drie verschillende modellen die in meerdere breedtes verkrijgbaar zijn:

Model "Static"

Kenmerken

- Instelbare spalkbreedte
- Instelbare rotatiehoek (15° tot 85°)
- Dorsaalflexie met "P.E.A.care-Extensie instelling" mogelijk
- Quick Release conversie-kit optioneel verkrijgbaar
- Combineerbaar met Clubycare schoenen
- Gewicht: 113 - 124 gram
- Materiaal: aluminium



Model "Static Quick Release"

Kenmerken

- Instelbare spalkbreedte
- Instelbare rotatiehoek (15° tot 85°)
- Dorsaalflexie met "P.E.A.care-Extensie instelling" mogelijk
- Snel en eenvoudig te monteren/demonteren met de schoentjes middels snelkoppeling (Quick Release)
- Combineerbaar met Clubycare schoenen
- Gewicht: 210 - 220 gram
- Materiaal: aluminium



Model "Dynamic"

Kenmerken

- Instelbare spalkbreedte
- Instelbare rotatiehoek (15° tot 85°)
- Dynamisch scharnier voor meer bewegingsvrijheid (trappelen of kruipen)
- Dorsaalflexie met "P.E.A.care-Extensie instelling" mogelijk
- Quick Release conversie-kit optioneel verkrijgbaar
- Combineerbaar met Clubycare schoenen
- Gewicht: 240 - 250 gram
- Materiaal: aluminium



Model "Dynamic Quick Release"

Kenmerken

- Instelbare spalkbreedte
- Instelbare rotatiehoek (15° tot 85°)
- Snel en eenvoudig te monteren/demonteren met de schoentjes middels snelkoppeling (Quick Release)
- Dynamisch scharnier voor meer bewegingsvrijheid (trappelen of kruipen)
- Combineerbaar met Clubycare schoenen
- Gewicht: 250 - 270 gram
- Materiaal: aluminium



Maattabel

Artikelnummer "Static"	Artikelnummer "Static Quick Release"	Artikelnummer "Dynamic"	Artikelnummer "Dynamic Quick Release"	Maat	Spalkbreedte	Schouderbreedte
2800-1	2810-1	2830-1	2840-1	1	220 - 290 mm	185 - 260 mm
2800-2	2810-2	2830-2	2840-2	2	270 - 400 mm	245 - 370 mm

Maatbepaling: de juiste maat wordt bepaald aan de hand van de schouderbreedte.

Bestelinformatie accessoires

Quick Release-kit	Extensie instelling
Art. nr. 2819*	Art. nr. 2828*

*Set van 2 stuks.